



## Visera protectora transparente FAHER

Referencia: SE2790  
EAN-13: 8427429710280  
Marca: FAHER

- **Protección completa:** La visera protectora transparente ofrece una cobertura total de la cara, incluyendo los ojos, nariz y boca, brindando una protección más amplia en comparación con otras opciones de protección facial.
- **Comodidad y facilidad de uso:** Es cómoda de llevar durante largos periodos de tiempo y no interfiere con el uso de gafas o mascarillas, lo que la hace práctica y conveniente para el usuario.
- **Seguridad laboral:** Los usuarios se benefician de una mayor seguridad en su lugar de trabajo, reduciendo el riesgo de lesiones y protegiendo la salud en entornos donde hay exposición a partículas o salpicaduras.
- **Versatilidad:** La visera puede ser utilizada por diferentes profesionales, como trabajadores de la salud, empleados de la industria alimentaria, laboratorios, construcción y otros sectores que requieran protección facial.

### Descripción general

La visera protectora transparente es un dispositivo de seguridad utilizado para proteger la cara del usuario contra salpicaduras, partículas y gotas en entornos industriales o situaciones donde se requiere una barrera física. Consiste en una lámina transparente de material resistente, generalmente de policarbonato o PET, montada en una banda o diadema ajustable que se coloca alrededor de la cabeza.

Está formada por un soporte de plástico regulable y una visera transparente de PC de 8 x 12" que se puede levantar cuando no se utilice.

Protección contra partículas extrañas, salpicaduras de productos químicos, polvo e impactos.

CUMPLEN CON LA NORMA: CE EN 166.

### Recomendaciones de uso:

Ajuste adecuado: Asegúrese de que la visera esté correctamente ajustada a la cabeza para evitar movimientos indeseados.

Limpieza regular: Limpie la visera con regularidad con agua y jabón suave, o siguiendo las instrucciones del fabricante.

No compartir: Evite compartir la visera con otras personas para evitar la propagación de bacterias o virus.

Inspección previa: Antes de usar, verifique que no haya daños o arañazos en la visera, ya que esto podría afectar su eficacia.

Uso junto con otras medidas: La visera protectora complementa el uso de mascarillas y otras medidas de seguridad, pero no las reemplaza.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Almacenamiento adecuado: Guarde la visera en un lugar limpio y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.

Desinfección periódica: Si es reutilizable, desinfecte la visera siguiendo las pautas recomendadas por el fabricante o las autoridades sanitarias.

Reemplazo oportuno: Si nota signos de desgaste, daño o deterioro, reemplace la visera para garantizar su efectividad.

### Sectores industriales de aplicación:

Laboratorios y centros de investigación.

Construcción y obras públicas.

Sector manufacturero.

Servicios de limpieza y saneamiento.  
Agricultura y sector agropecuario.

### Características

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Tipo de protector      | Facial policarbonato        |
| Transpirabilidad       | Permite el flujo de aire    |
| Ajustable              | Adaptable tamaños de cabeza |
| Antiepañamiento        | Si                          |
| Resistencia a impactos | Si                          |

### Acabados

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Color    | Amarillo             |
| Material | Visera policarbonato |

### Certificaciones

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Garantía      | 3 Años                     |
| Certificación | Marcado CE Protector EN166 |

### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00  |
| Presentación          | CAJA  |

### Clasificación

|       |   |
|-------|---|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL / PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS (08040907) |
|-------|---|

## Recambios



Repuesto visera protectora FAHER SE2790  
8"x12"

